

THRIVE

軽量・コンパクト＋充実の機能。
置き場所を選ばず、
フルマッサージが楽しめる。



くつろぎ指定席 Light

マッサージチェア CHD-3400

心とからだ解放されるとっておきの席。
特別なひとときで癒やされるマッサージチェア。



軽量・コンパクト設計。シンプルなデザインでお部屋にフィット。

新発想「横回転もみ玉」で、しっかりなめらかに、親指でこねるようにマッサージ。

コンパクトタイプだから、違和感なく、すっきりとリビングにフィットします。

また、新型メカ「横回転もみ玉」が体のラインをなめらかに捉え、首や肩、肩甲骨周りから腰までしっかりと施します。


背すじ「横回転もみ玉」マッサージ

もみ玉が横回転することで…

- 親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。
- 肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。
- 余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージします。


もみ、ゆらぎマッサージ

もみ玉が背すじをゆらゆらと動き、背中を広範囲に、より繊細にほぐしていく「ゆらぎ」機能採用。もみ、ゆらぎ、背すじを組み合わせると、5種類のマッサージが選べます。



脚マッサージ

もみボードが、ふくらはぎを押し上げ筋肉の疲れを緩和。さらに、突起ローラーが、回転しながらほぐします。



疲れに合わせて選ぶ、多彩なコース。



自動コース(3種類)

全身コース 肩コース 腰コース

手動コース(5種類)

もみ ゆらぎ 背すじ

もみ+背すじ ゆらぎ+背すじ

脚マッサージを組み合わせると、10種類のマッサージをお選びいただけます。


使い過ぎ・切り忘れ防止 15分オートタイマー

電動リクライニング採用。お好みの角度にラクラク調節。



軽量・コンパクトなので置き場所の変更も可能。

23kg 質量



外形寸法



仕様

■販売名:マッサージチェアCHD-3400 ■医療機器認証番号:226AKBZX00025000 ■一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ■定格電圧:AC100V ■定格周波数:50/60Hz ■定格入力:71W ■定格時間:20分 ■もみ速さ:約31回/分 ■ゆらぎ速さ:約31回/分 ■背すじ速さ(往復):約74秒 ■脚もみマッサージ:約13回/分 ■脚たたきマッサージ:約39回/分 ■電源コード長さ:約2m ■張地:合成皮革 ■付属品:ヘッドレスト、六角レンチ ■JANコード:(K)ブラック:4975287605384 (W)ホワイト:4975287605391 ■質量:約23kg ■電気代(新電力料金目安単価27円/kWhで計算):約58円/月(1日1時間使用) ■医療機器製造販売許可番号:27B2X00055 ■医療機器製造販売業:大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号 ■標準価格:69,800円(税別)

写真、イラストはイメージです。マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すはずはじめてご使用ください。

安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください

◎医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】 ●使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)【守らないとけがや感電のおそれがあります】 ◎次の人は使用しない ●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)【症状を悪化させるおそれがあります】 ◎次のようなときは使用しない ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき【体調不良をおこすおそれがあります】 ●子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない ●子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない【事故やけが、故障のおそれがあります】 ●絶対に分解や修理、改造をしない【発火や異常動作をして、けがをさせるおそれがあります】

お求めは当店どうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

●商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせはお客様ご相談センター 受付時間:9:00~17:00(祝日を除く月~金)
ナビダイヤル **0570-064-762**
◎ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633